

Release Notes

coDiagnostiX 9.15

English

3Shape TRIOS integration

- coDiagnostiX is now fully integrated with 3Shape's TRIOS scanner! Users can send IO scans from the doctor's TRIOS directly to the lab's coDiagnostiX installation via 3Shape Communicate or to their own coDiagnostiX installation via DWOS Gateway.

Integrated Training

- With the new integrated training, coDiagnostiX offers an additional training option and how-to instructions to newcomers and learners alike, visually guiding users step-by-step. Lessons are constantly expanded and will range from basic functions such as DICOM import and dataset creation to advanced functions such as segmentation.

New sleeve systems

- New sleeve systems from Medentika, Anthogyr, Zimmer and Straumann South Korea have been added.

Angulated abutment platform of implants improved

- The planning process for implants with an angulated abutment platform has been improved: angulated zygomatic implants can now be fitted with abutments and it is possible to adjust the rotation of profiled implants according to the bone profile.

Bug fixes

- A problem with the matching of surface scans imported during a Synergy connection has been fixed.
- Fixed a bug that occasionally prevented paper printouts after a computer reboot.
- Fixed a bug in the implant selection dialog that left tooth positions unmarked even though an implant was planned in that position.

Deutsch

Integration von 3Shapes TRIOS

- coDiagnostiX und der TRIOS-Scanner von 3Shape sind nun voll kompatibel!
Zahnärzte können IO-Scans über 3Shape Communicate direkt von ihrem TRIOS an die coDiagnostiX-Installation ihres Labors senden oder über das DWOS Gateway an ihre eigene coDiagnostiX Installation.

Integriertes Training

- Mit dem neuen integrierten Training bietet coDiagnostiX eine zusätzliche Lernoption für Einsteiger und Lernende, die Schritt für Schritt durch das Benutzerinterface führt. Die Lektionen decken sowohl grundlegende Themen, wie z.B. DICOM-Import oder Datensatzerstellung, als auch fortgeschrittene Funktionen wie z.B. Segmentierung, ab und werden ständig erweitert.

Neue Hülsensysteme

- Es stehen neue Hülsensysteme von Medentika, Anthogyr, Zimmer und Straumann Südkorea zur Verfügung.

Abutments an abgewinkelter Implantatplattform verbessert

- Der Planungsprozess für Abutments an abgewinkelter Implantat-Plattform wurde verbessert: abgewinkelte zygomatische Implantate können nun mit Abutments ausgestattet werden, außerdem ist es möglich die Rotation von Implantaten mit abgeschrägter Schulter entsprechend dem Knochenprofil anzupassen.

Fehlerbehebung

- Es wurde ein Problem behoben, das beim Überlagern von Oberflächenscans auftrat, die während einer Synergy-Verbindung importiert wurden.
- Behebung eines Fehlers, der manchmal das Drucken nach einem Computer-Neustart verhinderte.
- Behebung eines Fehlers, bei dem im Implantatauswahldialog Zahnpositionen unmarkiert blieben, obwohl an diesen Positionen Implantate geplant waren.

Français

Intégration avec 3Shape TRIOS

- coDiagnostiX est maintenant entièrement compatible avec scanner TRIOS de 3Shape ! Les dentistes peuvent envoyer les scans intra-oraux pris avec TRIOS directement à l'installation coDiagnostiX du laboratoire via 3Shape Communicate ou à leur propre installation coDiagnostiX via la passerelleDWOS.

Formation intégrée

- Avec la nouvelle interface de navigation, coDiagnostiX offre une option de formation supplémentaire par le biais d'instructions pratiques qui guident les nouveaux utilisateurs et les apprenants tout au long de leur workflow. Les cours sont constamment enrichis et vont des fonctions de base telles que l'importation DICOM et la création de jeux de données aux fonctions avancées comme la segmentation.

Nouveaux systèmes de douilles

- De nouveaux systèmes de douilles de Medentika, Anthogyr, Zimmer et Straumann Corée du Sud ont été ajoutés.

Amélioration de la conception des piliers à trous de vis angulés pour les implants

- Le processus de planification des implants avec des piliers à trous de vis angulés a été amélioré: les implants zygomatiques angulés peuvent désormais être équipés de piliers et il est possible d'ajuster la rotation des implants profilés en fonction du profil osseux.

Correction de bogues

- Un dysfonctionnement de la synchronisation des scans de surface importés lors d'une connexion Synergy a été corrigé.
- Correction d'un bogue qui empêchait parfois l'impression de documents papier après un redémarrage de l'ordinateur.
- Correction d'un bogue de sélection des implants qui laissait les positions des dents non marquées même si un implant était prévu dans cette position.

Italiano

Integrazione 3Shape TRIOS

- coDiagnostiX è ora completamente integrato con lo scanner TRIOS di 3Shape! Gli utenti possono inviare scansioni IO dal TRIOS del medico direttamente al coDiagnostiX del laboratorio tramite 3Shape Communicate o al proprio coDiagnostiX tramite Gateway DWOS.

Formazione integrata

- Con la nuova formazione integrata, coDiagnostiX offre un'ulteriore opzione di formazione e istruzioni pratiche sia per i principianti che per gli studenti, guidando visivamente gli utenti passo dopo passo. Le lezioni vengono costantemente ampliate e vanno dalle funzioni di base come l'importazione DICOM e la creazione di set di dati a funzioni avanzate come la segmentazione.

Nuovi sistemi di guaine

- Nuovi sistemi di guaine aggiunti da Medentika, Anthogyr, Zimmer e Straumann South Korea.

Piattaforma per abutment angolati di impianti

- Il processo di pianificazione degli impianti con abutment angolati è stato migliorato: gli impianti zigomatici angolati possono ora essere dotati di abutment ed è possibile regolare la rotazione degli impianti profilati in base al profilo osseo.

Bug risolti

- È stato risolto un problema con la corrispondenza delle scansioni di superficie importate durante una connessione Synergy.
- Risolto un bug che occasionalmente impediva la stampa cartacea dopo il riavvio del computer.
- Risolto un bug nella finestra di dialogo di selezione dell'impianto che lasciava deselezionate le posizioni dei denti anche se in quella posizione era stato pianificato un impianto.