

Release Notes 9.8

English

Improved support for edentulous

Automatic placement of correctly angulated screw-retained abutments based on the implants' position and angulation adds further support for screw-retained bars and bridges via DWOS Synergy and enhances existing edentulous workflows.

DWOS Connect interface

Dentists who own a Dental Wings scanner can now seamlessly transfer their scans via DWOS Connect to create perfectly fitting drill guides in coDiagnostiX.

Native DICOM data stored

With coDiagnostiX 9.8, the full DICOM grayscale range is stored with the dataset abolishing the necessity to adjust presets during import. This further simplifies DICOM import and allows the user to adjust the grayscale range and modify the contrast any time during their planning activities to improve visibility.

caseXchange improvements

- Comments function: Add supplementing information when transmitting data.
- Transmission Status information: Provides feedback to the sender when the dataset has been downloaded by the recipient.
- Time-saving Send Back function: Quickly and easily return a commented or approved case planning to the sender.
- Tidy-up function: Hides completed cases on the transfer list making it clearer and easier to handle.
- One-Click Download: Reduces the number of clicks to speed up work.
- Download Again function: Repeated download of a dataset with one click.

Deutsch

Verbesserte Unterstützung zahnloser Fälle

Automatisches Platzieren korrekt abgewinkelter verschraubter Sekundärteile anhand der Implantatposition und -neigung erweitert die Unterstützung für verschraubte Brücken und Stege über DWOS Synergy und ergänzt die bestehenden Workflows für zahnlose Fälle.

Schnittstelle zu DWOS Connect

Zahnärzte, die einen Dental-Wings-Scanner besitzen, können ihre Scans jetzt nahtlos über DWOS Connect übertragen, um in coDiagnostiX perfekt sitzende Bohrschablonen zu designen.

Speicherung nativer DICOM-Daten

In coDiagnostiX 9.8 werden mit dem Datensatz die kompletten DICOM-Grauwerte gespeichert, wodurch die Einstellungen nicht mehr während des Importes angepasst werden müssen. Dies vereinfacht den DICOM-Import und erlaubt es dem Nutzer, jederzeit direkt während der Planung die Grauskala anzupassen und damit den Kontrast zu verändern und die Sichtbarkeit zu optimieren.

Verbesserungen bei caseXchange

- Kommentar-Funktion: Hinzufügen ergänzender Informationen bei der Übertragung der Daten
- Übertragungsstatus: Informiert den Absender über den erfolgten Download des Datensatzes durch den Empfänger
- Zeitsparende Rücksendefunktion: Schnelles und einfaches Rücksenden einer kommentierten oder freigegebenen Fallplanung an den Absender
- Bereinigungsfunktion: Ausblenden abgeschlossener Fälle aus der Transferliste für mehr Übersichtlichkeit
- One-Click Download: Weniger Klicks für schnelleres Arbeiten
- Erneuter Download: Erneutes Herunterladen des Datensatzes mit nur einem Klick

Italiano

Migliorata gestione per pazienti edentuli

Posizionamento automatico dei monconi avvitati angolati in maniera corretta in base alla posizione degli impianti. Questo aggiunge un ulteriore aiuto per ponti e barre avvitati via DWOS Synergy migliorando il workflow esistente.

Interfaccia DWOS Connect

I dentisti che possiedono uno scanner Dental Wings possono ora trasferire senza problemi le loro scansioni tramite DWOS Connect per creare guide di fresatura in coDiagnostiX.

Memorizzazione DICOM nativo

In coDiagnostiX 9.8 i valori completi grigi DICOM vengono memorizzati con i dati in modo che le impostazioni non devono essere regolate durante l'importazione. Questo semplifica l'importazione DICOM e permette all'utente di regolare in qualsiasi momento direttamente in fase di progettazione la scala dei grigi e quindi modificare il contrasto e/o ottimizzare la visibilità.

Miglioramenti caseXchange

- Commenti: Aggiunta di informazioni supplementari nella trasmissione dei dati
- Informazioni sullo stato di trasmissione: fornisce un feedback al mittente quando il set di dati è stato scaricato dal destinatario.
- Funzione risparmia-tempo risposta al mittente: rimandare rapidamente e facilmente un caso commentato o approvato al mittente.
- Funzione di riassetto: nasconde i casi completati sulla lista di trasferimento in modo da rendere tutto più chiaro e facile da gestire.
- One-Click Download: riduce il numero di clic per ridurre i tempi.
- Scarica ancora: effettuare nuovamente un download di un dataset con un click.

