

Release Notes 9.8.1

English

- caseXchange can now remove finished cases older than a date specified.
- Improved performance when using large patient datasets.
- Stability improvements for DICOM import, implant selection, digital drill guide export, and Synergy.

Deutsch

- caseXchange kann jetzt abgeschlossene Fälle löschen, die älter als ein bestimmtes Datum sind.
- Performance-Verbesserungen bei der Benutzung von großen Patientendatensätzen.
- Stabilitätsverbesserungen beim DICOM-Import, bei der Implantatauswahl, beim Export der digitalen Bohrschablone und bei Synergy.